

Balón Medicinal O'Live Fitness 4kg BLK EDT



Peso: 4kg

Balón Medicinal O'Live – Versatilidad y Resistencia Profesional para Entrenamiento Funcional

Balón medicinal de goma virgen con superficie rugosa. Disponible de 1 a 10 kg. Ideal para fuerza, potencia y rehabilitación en centros fitness profesionales.

Product description:

El **Balón Medicinal O'Live** es una herramienta esencial en cualquier instalación de entrenamiento funcional, diseñada para desarrollar **fuerza, potencia, estabilidad y capacidades neuromusculares**. Se utiliza ampliamente en programas de acondicionamiento físico, sesiones de readaptación, entrenamientos HIIT y circuitos funcionales.

Ficha Técnica de Producto

Fabricado en **goma virgen de alta calidad**, este balón cuenta con una **superficie rugosa antideslizante**, que garantiza un agarre firme y seguro en cualquier circunstancia, incluso durante los ejercicios más intensos o con manos sudadas.

Está disponible en un amplio rango de pesos, desde **1 kg hasta 10 kg en incrementos de 1 kg**, lo que permite adaptar progresivamente la carga según el nivel del usuario, el objetivo del entrenamiento o la zona muscular a trabajar.

Ideal para trabajos de core, lanzamientos en pareja, ejercicios de fuerza balística y entrenamiento funcional.

Diseñado para uso intensivo en gimnasios, boxes, centros de rehabilitación y estudios de entrenamiento personalizado.

Composición y materiales destacados:

-

Material principal: Goma virgen

-

Acabado: Superficie rugosa antideslizante

-

Colores: Variables por peso (según disponibilidad)

Ficha Técnica de Producto

Ventajas del material:

- Mayor durabilidad en entornos de alto uso
- Agarre superior sin necesidad de magnesio o guantes
- Absorbe impactos y mantiene su forma
- Fácil de limpiar y desinfectar tras cada uso

Especificaciones técnicas por peso: Código
Peso Diámetro BA09001.01 1 kg 180 mm
BA09002.01 2 kg 180 mm BA09005.01 5 kg
220 mm BA09006.01 6 kg 270 mm BA09009.01
9 kg 270 mm BA09010.01 10 kg 270 mm

Los modelos intermedios mantienen la misma progresión de diseño y diámetro correspondiente.

Preguntas Frecuentes (FAQs):

¿Pueden usarse para lanzamientos contra el

Ficha Técnica de Producto

suelo?

No están diseñados como slam balls. Para preservar su integridad, se recomienda su uso en ejercicios de lanzamiento en pareja o con control.

¿Se deforman con el uso?

No. La goma virgen de alta densidad conserva su forma y funcionalidad incluso tras miles de repeticiones.

¿Qué lo diferencia de un balón tradicional con cámara?

La estructura de goma maciza y la superficie rugosa aumentan la seguridad, durabilidad y agarre en comparación con modelos más convencionales.

¿Es apto para usuarios en rehabilitación?

Sí. Su variedad de pesos y agarre ergonómico lo hacen ideal para fisioterapia, readaptación funcional y ejercicios post-lesión.

Ventajas para tu centro de entrenamiento:

-

Equipamiento robusto, duradero y versátil con bajo mantenimiento

-

Mejora la experiencia del abonado al ofrecer un producto profesional y ergonómico

Ficha Técnica de Producto

-

Aporta valor a clases dirigidas, circuitos funcionales y entrenamientos personales

-

Compatible con zonas de fuerza, movilidad, rendimiento deportivo y salud

Reference: BA09004.01
EAN13: 8436603753487
UPC: -