



Ficha Técnica de Producto

Balón Medicinal O'Live Fitness 4kg BLK EDT



Peso: 4kg

Balón Medicinal O'Live – Versatilidad y Resistencia Profesional para Entrenamiento Funcional

Balón medicinal de goma virgen con superficie rugosa. Disponible de 1 a 10 kg. Ideal para fuerza, potencia y rehabilitación en centros fitness profesionales.

Product description:

El **Balón Medicinal O'Live** es una herramienta esencial en cualquier instalación de entrenamiento funcional, diseñada para desarrollar **fuerza, potencia, estabilidad y capacidades neuromusculares**. Se utiliza ampliamente en programas de acondicionamiento físico, sesiones de readaptación, entrenamientos HIIT y circuitos funcionales.



Ficha Técnica de Producto

Fabricado en **goma virgen de alta calidad**, este balón cuenta con una **superficie rugosa antideslizante**, que garantiza un agarre firme y seguro en cualquier circunstancia, incluso durante los ejercicios más intensos o con manos sudadas.

Está disponible en un amplio rango de pesos, desde **1 kg hasta 10 kg en incrementos de 1 kg**, lo que permite adaptar progresivamente la carga según el nivel del usuario, el objetivo del entrenamiento o la zona muscular a trabajar.

Ideal para trabajos de core, lanzamientos en pareja, ejercicios de fuerza balística y entrenamiento funcional.

Diseñado para uso intensivo en gimnasios, boxes, centros de rehabilitación y estudios de entrenamiento personalizado.

Composición y materiales destacados:

- **Material principal:** Goma virgen
- **Acabado:** Superficie rugosa antideslizante
- **Colores:** Variables por peso (según disponibilidad)

Ventajas del material:

- Mayor durabilidad en entornos de alto uso
-



Ficha Técnica de Producto

- Agarre superior sin necesidad de magnesio o guantes
- Absorbe impactos y mantiene su forma
- Fácil de limpiar y desinfectar tras cada uso

Especificaciones técnicas por peso: Código
Peso Diámetro BA09001.01 1 kg 180 mm
BA09002.01 2 kg 180 mm BA09005.01 5 kg
220 mm BA09006.01 6 kg 270 mm BA09009.01
9 kg 270 mm BA09010.01 10 kg 270 mm

Los modelos intermedios mantienen la misma progresión de diseño y diámetro correspondiente.

Preguntas Frecuentes (FAQs):

¿Pueden usarse para lanzamientos contra el suelo?

No están diseñados como slam balls. Para preservar su integridad, se recomienda su uso en ejercicios de lanzamiento en pareja o con control.

¿Se deforman con el uso?

No. La goma virgen de alta densidad conserva su forma y funcionalidad incluso tras miles de repeticiones.

¿Qué lo diferencia de un balón tradicional con cámara?



Ficha Técnica de Producto

La estructura de goma maciza y la superficie rugosa aumentan la seguridad, durabilidad y agarre en comparación con modelos más convencionales.

¿Es apto para usuarios en rehabilitación?

Sí. Su variedad de pesos y agarre ergonómico lo hacen ideal para fisioterapia, readaptación funcional y ejercicios post-lesión.

Ventajas para tu centro de entrenamiento:

- Equipamiento robusto, duradero y versátil con bajo mantenimiento
- Mejora la experiencia del abonado al ofrecer un producto profesional y ergonómico
- Aporta valor a clases dirigidas, circuitos funcionales y entrenamientos personales
- Compatible con zonas de fuerza, movilidad, rendimiento deportivo y salud

Reference: BA09004.01

EAN13: 8436603753487

UPC: -